



Examiner nos
produits de
contention
Wingmed




AD Chaussette	AG Bas	AT Collant	ATU Collant maternité	Bas anti-embolie	Collant anti-embolie
Classes de contention	CCL 1 ■ 18 - 21 mmHg	CCL 2 ■ 23 - 32 mmHg	Pied ■ ouvert ■ fermé	Anti-Embolie 13 - 18 mmHg	



Les produits de contention Wingmed sont produits à partir de fils de qualité et selon les normes mondiales et les tailles courantes. Grâce à sa technique de tricotage technologique et à sa fonction de fil, offre un confort maximal, tandis que sa fonction de respirabilité minimise la transpiration et empêche la croissance bactérienne.




Guide Des Tailles



Tour De Jambe	Options De Taille						
	1	2	3	4	5	6	7
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cB1	22-26	24-29	27-33	29-36	31-38	33-39	35-40
cC	28-33	30-37	33-40	35-43	31-45	39-46	41-49
cD	27-32	28-35	32-39	34-42	36-44	38-45	40-50
cE	32-38	33-41	37-44	39-47	41-50	43-52	45-54
cF	37-47	38-52	43-58	46-61	50-66	53-69	56-70
cG	43-57	46-60	49-67	52-72	55-76	60-79	64-80

Guide Des Tailles Pour Anti-Embolie

Guide Des Tailles (cm)	S	M	L	XL	XXL
Tour De Cheville	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Tour De Mollet	26-32	30-36	34-40	37-43	40-47
Tour De Cuisse	43-57	46-63	53-67	58-73	64-47



www.wingmed.com.tr



DOCTEUR

MAGASIN
DE VENTE