



WingMED[®]
Orthopedic Equipments

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



Подробная информация о каждом изделии здесь



AD Чулоч высотой до колена	AG Чулоч высотой выше колена	AT Антиварикозные колготки	ATU Антиварикозные колготки для беременных	Противоэмболические чулки до колена	Противоэмболические чулки выше колена с поясом
Антиварикозные чулки Класс компрессии	CCL 1 ■ 18 - 21 mmHg	CCL 2 ■ 23 - 32 mmHg	Носок ■ Открытый ■ Закрытый	Антиэмболические колготки, чулки 13 - 18 mmHg	


Компрессионные чулки и чулки против эмболии

Компрессионные чулки состоят из высококачественных материалов производятся по мировым стандартам и общепринятым размерам. Несмотря на то, что он обеспечивает максимальный комфорт благодаря своей высокой технологии вязания и особенностям материалов, он сводит к минимуму потоотделение и предотвращает рост бактерий за счёт воздухопроницаемости. Благодаря силиконовым вставкам в форме капелек предотвращают скольжение. Используемые материалы безвредны для организма и окружающей среды.






Таблица подбора размеров антиварикозных колготок, чулок



Окружность	Размеры						
	1	2	3	4	5	6	7
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cB1	22-26	24-29	27-33	29-36	31-38	33-39	35-40
cC	28-33	30-37	33-40	35-43	31-45	39-46	41-49
cD	27-32	28-35	32-39	34-42	36-44	38-45	40-50
cE	32-38	33-41	37-44	39-47	41-50	43-52	45-54
cF	37-47	38-52	43-58	46-61	50-66	53-69	56-70
cG	43-57	46-60	49-67	52-72	55-76	60-79	64-80

Таблица подбора размеров антиэмболических колготок, чулок

Таблица размеров (cm)	S	M	L	XL	XXL
Окружность голени над лодыжками	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Окружность голени на 2 см ниже коленной чашечки	26-32	30-36	34-40	37-43	40-47
Окружность бедра на 5 см ниже промежности	43-57	46-63	53-67	58-73	64-47



www.wingmed.com.tr



Доктор

Авторизованный
розничный магазин