



Wingmed
Çoraplarını
İncele



AD Dizi Altı	AG Dizi Üstü	AT KÜlotlu	ATU Hamile KÜlotlu	Anti Emboli Dizi Üstü	Anti Emboli Belden Kemerli
VARİS ÇORAPLARI BASINÇ SINIFLARI	CCL 1 ■ 18 - 21 mmHg	CCL 2 ■ 23 - 32 mmHg	Burun Kısmı ■açık ■kapalı	ANTI EMBOLİ ÇORAPLARI 13 - 18 mmHg	


Varis ve Anti Emboli Çorapları

Kaliteli ipliklerden üretilen Wingmed Varis Çorapları dünya standartlarına ve yaygın bedenlere göre üretilmiştir. Teknolojik örme tekniği ve iplik özelliği sayesinde maksimum konfor sağlarken hava alma özelliği sayesinde, terlemeyi minimuma indirir ve bakteri üremesinin önüne geçer. Damla silikonlar sayesinde kaymayı engeller ve rahatsız etmez. Örgüde kullanılan malzemeler vücuda ve çevreye zararsızdır.







Varis Çorapları Beden Tablosu



BACAK ÇEVRESİ	BEDEN SEÇENEKLERİ						
	1	2	3	4	5	6	7
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cB1	22-26	24-29	27-33	29-36	31-38	33-39	35-40
cC	28-33	30-37	33-40	35-43	31-45	39-46	41-49
cD	27-32	28-35	32-39	34-42	36-44	38-45	40-50
cE	32-38	33-41	37-44	39-47	41-50	43-52	45-54
cF	37-47	38-52	43-58	46-61	50-66	53-69	56-70
cG	43-57	46-60	49-67	52-72	55-76	60-79	64-80

Anti Emboli Çorapları Beden Tablosu

Beden Tablosu (cm)	S	M	L	XL	XXL
Ayak Bileği Çevresi	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32
Alt Baldırlık	26-32	30-36	34-40	37-43	40-47
Üst Baldırlık	43-57	46-63	53-67	58-73	64-47



www.wingmed.com.tr



DOKTOR

Yetkili Satış
Mağazası